

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА – LMA Fastrach™ ETT Single Use

ВНИМАНИЕ: Федералните закони (на САЩ) ограничават продажбата на това изделие от или по поръчка на лекар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: LMA Fastrach™ ETT Single Use (LMA Fastrach™ ETT SU) се доставя стерилна (стерилизирана с етиленов оксид) за еднократна употреба, трябва да се използва веднага след изваждане от опаковката и да се изхвърли след употреба. Тя не трябва да се използва повторно. Повторната употреба може да предизвика кръстосана инфекция и да понижи надеждността и функционалността на продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повторната обработка на предназначенията само за еднократна употреба LMA Fastrach™ ETT SU може да доведе до влошаване на работата или загуба на функционалност. Повторната употреба на продукти, които са само за еднократна употреба, може да доведе до излагане на вирусни, бактериални, гъбични или прионовни патогени. За този продукт няма одобрени методи за почистване и стерилизация, както и инструкции за повторна обработка до оригиналните спецификации. LMA Fastrach™ ETT SU не е проектирана да бъде почиствана, дезинфекцирана или стерилизирана повторно.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Освен ако не е посочено друго, препратката към "LMA Fastrach™", посочена в тази листовка, се отнася и за двата варианта на въздуховодите (LMA Fastrach™ и LMA Fastrach™ Single Use (за еднократна употреба) (LMA Fastrach™ SU)).

За подробни указания за употребата на LMA Fastrach™, LMA Fastrach™ Single Use и LMA Fastrach™ ETT, моля, направете справка в съответните инструкции за употреба.

ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО:

Ендотрахеалната тръба LMA Fastrach™ (ETT) SU е разработена специално за употреба с LMA Fastrach™. Тя представлява права тръба с маншет с око Murphy и стандартен 15-милиметров конектор.

LMA Fastrach™ ETT SU има пилотен балон с луерова клапа за проверка и уникален, мек, монолитен връх за атравматично преминаване през гласните струни. За справка по време на интубация LMA Fastrach™ ETT SU има маркери за дълбочина, показващи разстоянието до дисталния връх на въздуховода LMA™. LMA Fastrach™ ETT SU е рентгеноконтрастна по цялата си дължина и връхът ѝ е направен от рентгеноконтрастен материал за подобряване на видимостта ѝ при рентгенография.

LMA Fastrach™ ETT SU е изработена от армиран поливинилхлорид (PVC) и не е произведена с естествен каучуков латекс.

Изделието е предназначено за употреба само от медицински специалисти, които са обучени за контролиране на дихателните пътища.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

LMA Fastrach™ ETT SU е предназначена за ендотрахеална интубация през LMA Fastrach™ или за конвенционална интубация на трахеята, при използване на директна или индиректна ларингоскопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

LMA Fastrach™ ETT SU не трябва да се поставя при пациенти, подходящи за процедури, които включват употреба на лазерен лъч или електрохирургични активни електроди в непосредствена близост до изделието.

НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ:

Има съобщения за нежелани реакции, свързани с употребата на ендотрахеални тръби. За специфична информация трябва да се направи справка в стандартните учебници и публикуваната литература.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. LMA Fastrach™ ETT SU съдържа ди(2-етилхексил) фталат (DEHP). Резултатите от определени експерименти с животни са показали, че фталатите са потенциално токсични за репродуктивните функции. От гледна точка на настоящото ниво на научни познания не може да се изключат рисковете за недоносени кърмачета от мъжки, в случай на дългосрочна експозиция или приложение. Медицински продукти, съдържащи фталати, трябва да се използват само временно при бременни жени, кърмещи майки, бебета и кърмачета.
2. Да не се използва, ако изделието е повредено или единичната му опаковка е повредена или отворена.
3. Не потапяйте и не накисвайте изделието в течности преди употреба.
4. Не прерязвайте LMA Fastrach™ ETT SU.
5. Ако по време на интубация се използва гъвкав стилет в LMA Fastrach™ ETT SU, уверете се, че той не се подава откъм пациента или от окоето Murphy на тръбата.
6. Не раздувайте прекалено маншета на LMA Fastrach™ ETT SU, тъй като това може да доведе до руптура и последващо отпускане или до разкъсване на маншета, което може да причини блокиране на дихателните пътища и/или нараняване на пациента.
7. Отпуснете маншета на LMA Fastrach™ ETT SU, преди да премествате LMA Fastrach™ ETT SU. Преместване на LMA Fastrach™ ETT SU с раздут маншет би могло да причини нараняване на пациента или повреждане на маншета.
8. Разместване на LMA Fastrach™ ETT SU (езофагеална интубация, инцидентна екстубация) може да се получи, ако процедурата по изваждане на LMA Fastrach™ не се извърши правилно. В тези случаи трябва без забавяне да се въведе отново правилно отпуснат LMA Fastrach™, за да се осигури оксигенацията на пациента.
9. За да се избегне травма, не трябва да се използва прекомерна сила в никой момент при употреба на изделието.
10. Уверете се, че пациентът е анестезиран, парализиран и предварително оксигениран. Недостатъчна дълбочина на анестезията и/или мускулната парализа може да причини затваряне на глотиса, което не допуска навлизането на LMA Fastrach™ ETT SU в ларинкса.
11. От най-голяма важност е преди използване на LMA Fastrach™ ETT SU да се извършат проверки, за да се установи дали изделието е безопасно за

употреба. Ако изделието не издържи някой от тестовете, това показва, че то не трябва да се използва.

12. Когато прилагате лубрикант, избягвайте блокиране на апертурата на въздуховода с лубриканта.

13. Трябва да се използва водоразтворим лубрикант, например K-Y Jelly. Не използвайте лубриканти на основата на силикон, тъй като те разрушават компонентите на LMA Fastrach™ ETT SU. Лубриканти, съдържащи лидокаин, не се препоръчват за употреба с изделието. Лидокаинът може да забави възвръщането на защитните рефлексии на пациента, очаквани преди изваждането на изделието, възможно е да предизвика алергична реакция или може да засегне заобикалящите структури, включително гласните струни.

14. Внимателно поставете конектора за еднократна употреба в LMA Fastrach™ ETT SU, преди да нанесете лубрикант върху дисталния край на тръбата. Прекалено количество лубрикант може да причини частично или пълно блокиране на лумена и на въздуховода, което може да доведе до риск от аспирация.

15. Дифузията на азотен оксид, кислород или въздух може да увеличи или намали обема и налягането на маншета.

За да се гарантира, че налягането в маншета не става прекомерно високо, то трябва да се измерва редовно по време на процедура с монитор за налягане в маншет.

16. Когато използвате изделието в специални условия на околната среда, трябва да са взети необходимите мерки за подготовка и защита, особено по отношение на опасността от пожари и предотвратяването им. Изделието може да бъде запалимо в присъствие на лазери и електрокаутер оборудване.

17. Вижте раздела с информация за MP, преди да използвате изделието в условията на MP.

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ВНИМАНИЕ:

1. Въздуховод, който не е надежден или е запушен, може се получи в случаи на неправилно въведено изделие.
2. Внимателната работа е от съществено значение. Винаги избягвайте контакт с остри или заострени предмети, за да предотвратите разкъсване или перфорация на изделието.
3. Когато въведете фиброоптичен бронхоскоп (FOB), той не трябва да се прокавва през апертурата на въздуховода LMA Fastrach™, освен ако не е защитен от LMA Fastrach™ ETT SU. В противен случай връхът на FOB може да се повреди при контакт с лентата, повдигаща епиглотиса.
4. Когато избирате налягането за уплътняване за LMA Fastrach™ ETT SU, трябва да се използва приспособление за измерване на налягането в маншета съвместно с техниките на минимален обем за оклузия или минимално изтичане. Раздуването на маншета трябва да се мониторира редовно до налягане „само уплътнение“. Всяко отклонение от избраното налягане за уплътняване трябва да се провери и коригира незабавно.
5. Употребата на локални анестетични средства под формата на аерозоли е свързана с образуването на миниатюрни отвори в маншетите на LMA Fastrach™ ETT SU.
6. Използвайте само дихателни апарати или оборудване за анестезия със стандартни 15-милиметрови конектори, за да осигурите стабилно свързване с конектора за LMA Fastrach™ ETT SU. Винаги се уверявайте, че конекторът е стабилно разположен в дихателния кръг, за да се предотврати разкъсване по време на употреба.

7. Трипътни спирателни кранчета или други изделия не трябва да се оставят въведени в клапата за раздуване за дълги периоди от време. Получаващият се вследствие на това натиск би могъл да спуква клапата, водейки до отпускане на маншета.

8. Съхранявайте изделието на тъмно и хладно място, като избягвате пряка слънчева светлина или екстремни температури.

9. За употребявани изделия трябва да се следва процес за боравене и елиминиране на биологично опасни продукти, в съответствие с всички местни и национални разпоредби.

10. Уверете се, че всички подвижни дентални приспособления са извадени преди въвеждане на изделието.

11. Трябва да се носят ръкавици по време на подготовката и въвеждането, за да се сведе до минимум замърсяването на изделието.

12. Изделието трябва да се използва само с препоръчаните техники, описани в инструкциите за употреба.

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА:

Изберете правилния размер на LMA Fastrach™ и LMA Fastrach™ SU

Тегло/размери на пациента

Размер 3: деца 30 kg-50 kg

Размер 4: възрастни 50 kg-70 kg

Размер 5: възрастни 70 kg-100 kg

Съвместимост на LMA Fastrach™ ETT спрямо LMA Fastrach™

Както LMA Fastrach™ ETT за многократна употреба, така и тези за еднократна употреба са налични в разнообразни размери и могат да се използват конвенционално като ендотрахеална тръба.

Всички размери (6, 6,5, 7, 7,5 и 8) на LMA Fastrach™ ETT за многократна употреба са съвместими както с LMA Fastrach™ за многократна употреба, така и с тези за еднократна употреба.

Въпреки това, за LMA Fastrach™ ETT SU, само следните размери (6, 6,5 и 7) са съвместими както с LMA Fastrach™ за многократна употреба, така и с тези за еднократна употреба, както е показано в таблицата по-долу:-

Изделие	Съвместимо с посочените по-долу размери на ETT	
LMA Fastrach™ и LMA Fastrach™ SU	LMA Fastrach™ ETT (за многократна употреба)	Размер: 6, 6,5, 7, 7,5 и 8
	LMA Fastrach™ ETT SU (за еднократна употреба)	Размер: Само 6, 6,5 и 7

Внимание: При избора на подходящия размер на изделието за даден пациент трябва да се използва клинична преценка.

ПРОВЕРКИ ПРЕДИ УПОТРЕБА:

Предупреждение: От най-голяма важност е преди използване на изделието да се извършат проверки, за да се установи дали то е безопасно за употреба.

Предупреждение: Ако изделието не издържи някой от тестовете, това показва, че то не трябва да се използва.

1. Отпуснете напълно маншета, след това раздуйте клапата и маншета, за да тествате целостта им. Не раздувайте прекомерно маншета.

2. Огледайте дали тръбата на въздуховода, маншетът и балонът не съдържат остатъци и нямат течове, както и че не са повредени, прегънати или запушени. Не използвайте изделието, ако не се раздува симетрично, показва признаци на износване/отклонения или има дефект в механизма за раздуване.

3. Уверете се, че конекторът за еднократна употреба е закрепен в LMA Fastrach™ ETT SU.

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕ:

Предупреждение: Внимателно поставете конектора за еднократна употреба в LMA Fastrach™ ETT SU, преди да нанесете лубрикант върху дисталния край на тръбата. Прекалено количество лубрикант може да причини частично или пълно блокиране на лумена и на въздуховода, което може да доведе до риск от аспирация.

Предупреждение: Трябва да се използва водоразтворим лубрикант, например K-Y Jelly®. Не използвайте лубриканти на основата на силикон, тъй като те разрушават компонентите на LMA Fastrach™ ETT SU. Лубриканти, съдържащи лидокаин, не се препоръчват за употреба с изделието. Лидокаинът може да забави възвръщането на защитните рефлексии на пациента, очаквани преди изваждането на изделието, възможно е да предизвика алергична реакция или може да засегне заобикалящите структури, включително гласните струни.

Внимание: Уверете се, че всички подвижни дентални приспособления са извадени преди въвеждане на изделието.

ИНТУБАЦИЯ:

По-долу са описани различни методи на интубация с помощта на LMA Fastrach™ ETT SU със и без помощно изделие. Препоръчително е LMA Fastrach™ да се използва с LMA Fastrach™ ETT SU за оптимална интубация. Teleflex Medical няма да носи отговорност за употребата на неподходяща ETT.

Внимание: Ако се използва LMA Fastrach™, уверете се, че е правилно разположен, преди да правите опити за интубация.

Предупреждение: Уверете се, че пациентът е анестезиран, парализиран и предварително оксигениран. Недостатъчна дълбочина на анестезията и/или мускулната парализа може да причини затваряне на глотиса, което не допуска навлизането на LMA Fastrach™ ETT SU в ларинкса.

ЕНДОТРАХЕАЛНА ИНТУБАЦИЯ С LMA Fastrach™:

1. След като проверите уплътнението на маншета, отпуснете напълно маншета на LMA Fastrach™ ETT SU преди въвеждането на LMA Fastrach™ ETT SU в тръбата на въздуховода на LMA Fastrach™.

2. Прокарайте LMA Fastrach™ ETT SU в тръбата на въздуховода на LMA Fastrach™ и разнесете лубриканта в рамките на оста чрез раздвижване на LMA Fastrach™ ETT SU нагоре и надолу, докато започне да се движи свободно в цялата тръба на въздуховода.

Предупреждение: Избягвайте движение на LMA Fastrach™ ETT SU нагоре и надолу с висока скорост и голяма амплитуда, тъй като това би могло да доведе до повреда на маншета.

3. Разположете надлъжната линия на LMA Fastrach™ ETT SU така, че да е обърната към дръжката на LMA Fastrach™. Въведете внимателно LMA Fastrach™ ETT SU в тръбата на въздуховода на изделието. LMA Fastrach™ ETT SU не трябва да преминава отвъд напречния маркер за 15 cm дълбочина. Уверете се, че върхът на LMA Fastrach™ ETT SU не влиза в апертурата на маската (Фиг. 1).

4. Хванете здраво дръжката и повдигнете изделието, използвайки дръжката за изтегляне на ларинкса напред с няколко милиметра, за да увеличите налягането за уплътнение и да оптимизирате подравняването на осите на трахеята и LMA Fastrach™ ETT SU (Фиг. 2).

5. Плъзнете внимателно LMA Fastrach™ ETT SU в LMA Fastrach™ с още 1,5 cm след маркировката за 15 cm. Ако не усетите съпротивление, продължете да придвижвате LMA Fastrach™ ETT SU, като държите стабилно изделието, докато интубацията завърши.

6. Раздуйте маншета на LMA Fastrach™ ETT SU.

7. Потвърдете интубацията чрез конвенционални мерки (напр. краен експираторен CO₂).



Фигура 1



Фигура 2

ИНТУБАЦИЯ С LMA Fastrach™ И С ПОМОЩТА НА ФИБРООПТИЧЕН БРОНХОСКОП (FOB):

1. Прокарайте самоуплътняващ се конектор с подходящо странично рамо през LMA Fastrach™ ETT SU, за да има възможност за непрекъснато обдишване.

2. Изберете FOB с подходящ диаметър и дължина за преминаване през LMA Fastrach™ ETT SU. Когато бъде въведен докрай, FOB не трябва да се издава от края на сглобените LMA Fastrach™ ETT SU и порт за уплътняване. Той не трябва да преминава и отвъд ЕЕВ на LMA Fastrach™, освен ако е защитен от LMA Fastrach™ ETT SU. В противен случай върхът му може да бъде отклонен и повреден от ЕЕВ.

3. Въведете LMA Fastrach™ ETT SU до дълбочина 15 cm, проверете с FOB дали върхът на LMA Fastrach™ ETT SU е в контакт с ЕЕВ на изделието.

4. На дълбочина 16,5 cm проверете с FOB дали LMA Fastrach™ ETT SU повдига ЕЕВ, показвайки глотиса.

5. Придвигнете LMA Fastrach™ ETT SU в трахеята; избягвайте да натискате ЕЕВ с FOB.

6. Раздуйте маншета на LMA Fastrach™ ETT SU.

КОНВЕНЦИОНАЛНА ЕНДОТРАХЕАЛНА ИНТУБАЦИЯ С LMA FASTRACH™ ETT SU ПРИ ДИРЕКТНА ИЛИ ИНДИРЕКТНА ЛАРИНГОСКОПИЯ:

LMA Fastrach™ ETT SU е проектирана за конвенционална употреба като ендотрахеална тръба.

Предупреждение: Винаги използвайте асептична техника.

1. Интубирайте, като използвате актуално приетите медицински техники. Може да се наложи да се използва лубрикиран гъвкав стилет за интубация поради гъвкавостта на тръбата на въздуховода на LMA Fastrach™ ETT SU.
2. Раздуйте маншета с минималното количество газова смес, за да осигурите ефективно уплътнение при желаното налягане за раздуване на белия дроб. Използването на техниките с минимален обем за оклузия и минимално изтичане, заедно с рутинно мониториране на налягането в маншета, може да намали честотата на много нежелани реакции, свързани с употребата на ендотрахеални тръби с маншети.
3. Извадете спринцовката с луер връх от клапата.
4. Проверете разположението на LMA Fastrach™ ETT SU чрез потвърждаване на звука от дишането и мониториране на крайния експираторен CO₂.
5. Свържете LMA Fastrach™ ETT SU към анестезионния или вентилационния кръг.
6. Фиксирайте стабилно LMA Fastrach™ ETT SU, като използвайте предпазител срещу прехапване, за да се избегне ненужно движение или повреда.
7. Редовно следете налягането в маншета.

ИЗВАЖДАНЕ НА LMA FASTRACH™ СЛЕД ЕНДОТРАХЕАЛНА ИНТУБАЦИЯ:

Предупреждение: Има съобщения за фарингеален оток и повишен натиск върху лигавицата, свързани с твърдостта на тръбата на въздуховода. Препоръчително е LMA Fastrach™ да се извади след завършване на интубацията. Може да се получи силен натиск върху фарингеалната стена, ако главата или шията се преместят от неутрално положение, вследствие на твърдостта на извитата тръба на въздуховода. Рискът при задържане на място на LMA Fastrach™ трябва да се прецени спрямо потенциалните рискове, свързани с техниката за изваждане на изделието.

Предупреждение: Ако LMA Fastrach™ се задържи в пациента след интубация, маншетът трябва да бъде отпуснат до налягане 20-30 cm H₂O. Това ниско налягане стабилизира въздуховода във фаринкса. Избягвайте ненужно преместване на изделието и поддържайте главата или шията в неутрално положение.

Предупреждение: Разместване на LMA Fastrach™ ETT SU (езофагеална интубация, инцидентна екстубация) може да се получи, ако процедурата по изваждане на LMA Fastrach™ не се извърши правилно. В тези случаи трябва без забавяне да се въведе отново правилно отпуснатото LMA Fastrach™, за да се осигури оксигенацията на пациента.

1. Като използвате стабилизиращата пръчка LMA™, измерете приблизителното разстояние между проксималния край на LMA Fastrach™ ETT SU и зъбите на пациента.
2. След предварителна оксигенация на пациента разкачете кръга, оставяйки прикрепен конектора за LMA Fastrach™ ETT SU. Отпуснете напълно

маншета на LMA Fastrach™, като се уверите, че маншетът на LMA Fastrach™ ETT SU остава раздут.

3. Почукайте или завъртете дръжката на изделието внимателно каудално около брадичката. Като използвате извивката на тръбата на въздуховода, плъзнете изделието извън фаринкса в устната кухина, прилагайки обратен натиск върху LMA Fastrach™ ETT SU с пръста си (Фиг. 3).

4. Когато проксималният край на LMA Fastrach™ ETT SU е на едно ниво с проксималния край на тръбата на въздуховода, извадете конектора за LMA Fastrach™ ETT SU и въведете стабилизиращата пръчка, за да задържите LMA Fastrach™ ETT SU на място. Държейки стабилизиращата пръчка, плъзнете навън LMA Fastrach™ над LMA Fastrach™ ETT SU и стабилизиращата пръчка LMA™, докато излезе от устата. (Фиг. 4)

5. Извадете стабилизиращата пръчка LMA™, когато маншетът на LMA Fastrach™ е извън устата, докато държите LMA Fastrach™ ETT SU на място, за да предотвратите инцидентно разместване (Фиг. 5). Хванете здраво LMA Fastrach™ ETT SU, докато внимателно развивате линията за раздуване и пилотния балон от тръбата на LMA Fastrach™ (Фиг. 6).

Внимание: Ако стабилизиращата пръчка LMA™ не се извади от тръбата на въздуховода преди пълното изваждане на LMA Fastrach™, това може да доведе до инцидентно изваждане на LMA Fastrach™ ETT SU или до повреда на пилотния балон или на линията за раздуване.

6. Като използвате стабилизиращата пръчка LMA™, проверете положението на LMA Fastrach™ ETT SU чрез измерване на разстоянието на проксималния край от зъбите. Ако по време на изваждане на LMA Fastrach™ е възникнало каквото и да било разместване на LMA Fastrach™ ETT SU, ще трябва да се направи подходяща корекция.

7. Поставете отново конектора за LMA Fastrach™ ETT SU и обдишвайте пациента.

Внимание: Проверете правилното поставяне на тръбата и оксигенацията на пациента веднага след изваждането на LMA Fastrach™ или ако положението на пациента е променено след интубацията.

8. LMA Fastrach™ ETT SU трябва да бъде фиксирана стабилно с използване на предпазител срещу прехапване, за да се избегне ненужно движение или повреда.

В случаи на планови интервенции, след изваждане, LMA Fastrach™ може да се въведе отново зад LMA Fastrach™ ETT SU, за да се осигури непосредствен дихателен път, ако се планира дълбока екстубация или клинично се определи, че екстубацията е опасна.



Фигура 3



Фигура 4



Фигура 5



Фигура 6

ИЗВАЖДАНЕ НА LMA FASTRACH™

ETT SU:

Трябва да се използва клинична преценка, за да се определи колко дълго LMA Fastrach™ ETT SU трябва да остане в пациента.

1. Непосредствено преди екстубацията или преместване на LMA Fastrach™ ETT SU отпуснете напълно маншета, като използвате спринцовка.
2. Екстубирайте, като използвате актуално приетите медицински техники.

УПОТРЕБА ПРИ МАГНИТЕН РЕЗОНАНС (MP):



MR Conditional

LMA Fastrach™ ETT SU е съвместима с MP при определени условия. Неклинично тестване е показало, че този продукт е съвместим с MP при определени условия. Пациент с това изделие може да бъде сканиран безопасно веднага след поставянето на изделието при следните условия:

- Преди пациентът да влезе в помещението с MP системата, въздуховодът трябва да бъде правилно фиксиран на място с адхезивна лента, лента от плат или друго подходящо средство, за да се предотврати движение или разместване.
- Статично магнитно поле 3 Tesla или по-малко
- Максимално пространствено градиентно магнитно поле 720 Gauss/cm (7,2 T/m) или по-малко
- Максимална отчетена от MP системата целотелесна усреднена специфична степен на абсорбция (SAR) 4 W/kg (първо ниво на контролиран режим на работа за MP системата) за 15 мин. сканиране (на пулсова секвенция)





















Загриване, свързано с MP

При дефинираните по-горе условия на сканиране се очаква LMA Fastrach™ ETT SU да доведе до максимално повишение на температурата с 2,3°C след 15 минути непрекъснато сканиране.

Информация за артефактите

Максималният размер на артефакта, наблюдаван при градиентна ехо-пулсова секвенция и MP система с поле 3 Tesla, се простира на приблизително 50 mm спрямо размера и формата на LMA Fastrach™ ETT, размер 8.

ДЕФИНИЦИЯ НА СИМВОЛИТЕ:

	Производител
	Направете справка с инструкциите за употреба на този уебсайт: www.LMACO.com
	Обем въздух за раздуване
	Тегло на пациента
	Прочетете инструкциите преди употреба
	Не е произведено с естествен каучуков латекс
	Чупливо, работете внимателно
	Да се пази от слънчева светлина
	Да се пази сухо
	С тази страна нагоре
	Код на продукта
	Партиден номер
	CE маркировка
	Да не се използва повторно
	Да не се стерилизира повторно
	Съдържа или има наличие на фталати: Бис(2-етилхексил) фталат (DENP)
	Стерилизирано с етиленов оксид
	Срок на годност
	Да не се използва, ако опаковката е повредена
	Съвместимо с MR при определени условия

Copyright © 2015 Teleflex Incorporated

Всички права запазени. Никаква част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана в система за възстановяване или прехвърляна в каквато и да било форма или чрез каквито и да било средства – електронни, механични, фотокопиране, записване или други, без предварително разрешение на издателя.

LMA, LMA Better by Design и LMA Fastrach са търговски марки или регистрирани търговски марки на Teleflex Incorporated или нейните подразделения.

Предоставената в този документ информация е вярна към момента на предаване за печат. Производителят си запазва правото да усъвършенства или модифицира продуктите без предварително уведомление.

Гаранция на производителя:

LMA Fastrach™ ETT SU е проектирана за еднократна употреба и има гаранция за производствени дефекти към момента на доставката.

Гаранцията е в сила само ако изделието е закупено от оторизиран дистрибутор. TELEFLEX MEDICAL ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ.



Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ирландия

Информация за контакт в САЩ:
Teleflex Medical
2917 Weck Drive, Research Triangle Park
NC 27709 САЩ
Международен: (919)544-8000
САЩ: (866) 246-6990

www.LMACO.com



Издание: PAN-2101-000 Rev B BG